



رقم المحفوظات: ٣٨/٢٠٥  
رقم الصادر: ١٣/٢٢٠١٧٩  
بيروت، في: ١٢ حزيران ٢٠١٢

جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي

Central sterilisation services materials; packaging.  
Sterrad Cyclesure 24 biological indicator

الجهاز المعني بالمتابعة:

- Central sterilization services materials; packaging. Sterrad Cyclesure 24 biological indicator
- Trade Mark: Advanced Sterilization Products
- Local Representative:

بناء على التقارير الصادرة عن الوكالة البريطانية

Medicine and Health Care Products Regulatory Agency (UK) MHRA

والتوصية الصادرة عن الشركة المصنعة والتي تشير الى وجود خطأ في تاريخ الصلاحية

للصنف المذكور اعلاه، نرجو منكم تعميم هذه النشرة على جميع المستشفيات المعنية.

مرفق ربطاً:

- التوصية الصادرة عن الشركة المصنعة

يبلغ:

- دائرة البرامج والمشاريع

- المستشفيات الحكومية

- المحفوظات



مدير عام الصحة

د. وليد عمار





## URGENT FIELD SAFETY NOTICE

ATTENTION	Central Sterilisation Department
TYPE OF ACTION	Voluntary FIELD SAFETY NOTICE
REF / DATE	ASP05/2013/April 25, 2013
PRODUCT	STERRAD <sup>®</sup> CYCLESURE <sup>®</sup> 24 Biological Indicator (BI) REF 14324 Certain product lots manufactured in 2012
REASON	<p>This communication is to notify you that Advanced Sterilization Products (ASP) recently determined, as part of its routine quality program, that it may not have adequate data to support the entire duration of the labeled shelf-life of certain lots of STERRAD<sup>®</sup> CYCLESURE<sup>®</sup> 24 Biological Indicator (BI) product manufactured in 2012. Please note that all affected product is currently expired as of March 2013 with no remaining shelf-life.</p> <p>The risk of infection for an individual patient is low because the STERRAD<sup>®</sup> CYCLESURE<sup>®</sup> 24 BI product is only one of three sterilization system monitors. However, use of affected STERRAD<sup>®</sup> CYCLESURE<sup>®</sup> 24 BI product from the lots identified in the attached Addendum 1 may have resulted in the inability to verify proper sterilization conditions.</p>
ACTION	<p><b>What Action Is Required?</b> Please complete the following steps below:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ensure anyone in your facility impacted by this notification reads this letter carefully.</li><li>• Complete and return the attached business reply card acknowledging your receipt of this communication. [Note: this bullet is optional if not required per local custom]</li><li>• Maintain a copy of this communication with any affected STERRAD<sup>®</sup> CYCLESURE<sup>®</sup> 24 BI product identified in Addendum 1.</li><li>• This is not a product removal as all affected STERRAD<sup>®</sup> CYCLESURE<sup>®</sup> 24 BI product is expired with no remaining shelf life. As a reminder, please do not use expired STERRAD<sup>®</sup> CYCLESURE<sup>®</sup> 24 BI product.</li></ul> <p><b>Your Sales Representative is available to provide assistance in the completion of this voluntary Field Safety Notice if you should request help.</b></p>
Extra Information	<p><b>System Validation</b> In addition to being used as a standard method for frequent monitoring of STERRAD<sup>®</sup> System cycles, STERRAD<sup>®</sup> CYCLESURE<sup>®</sup> 24 BIs are also a component of validation kits used during the installation of STERRAD<sup>®</sup> Systems. Our records indicate that STERRAD<sup>®</sup> Systems installed and validated between February 2012 and March 2013 may have used affected STERRAD<sup>®</sup> CYCLESURE<sup>®</sup> 24 BI product. It should be noted that the validation process checked parameters and mechanical operations of the sterilizer that are not dependent upon the affected STERRAD<sup>®</sup> CYCLESURE<sup>®</sup> 24 BI product. The risk of infection for an individual patient is low, given that the STERRAD<sup>®</sup> CYCLESURE<sup>®</sup> 24 BI is only one of three sterilization system monitors.</p> <p>If your STERRAD<sup>®</sup> system was installed and validated between February 2012 and March 2013, please contact [insert local contact information] to determine if your STERRAD<sup>®</sup> System is eligible for an optional revalidation. If you would like to have your system validation repeated, ASP will revalidate your system</p>





## URGENT FIELD SAFETY NOTICE

	<p>without charge. The revalidation can occur as part of a routine Planned Maintenance (PM) within 12 months. Please be advised that this optional procedure will require that your STERRAD<sup>®</sup> System be unavailable for use for approximately 31 hours (depending on system) while revalidation is performed. To schedule this optional revalidation of your STERRAD<sup>®</sup> system, please contact [insert local contact information and instructions for revalidation] by May 31, 2013. Please note that STERRAD<sup>®</sup> systems validated prior to February 2012 and after March 2013 are not eligible for this optional revalidation as part of this notification.</p>
<b>TRANSMISSION CONTACT</b>	<p><b>Share this letter with all appropriate staff at your facility.</b></p> <p>If you have additional questions about this action, please contact your Sales Representative or call [Affiliate Name].</p> <p>We apologize for any inconvenience this will cause you, but rest assured it is our utmost intent to make this process as easy for you as possible.</p>
<b>CONFIRMATION</b>	<p>This action has been notified to the appropriate Regulatory Agencies.</p>